



PROFESSIONAL
CARE®

powered by **BRAUN**

WATERJET





Deutsch	4	DE AT	00 800 27 28 64 63
English	7	CH	08 44 - 88 40 10
Français	9	GB	0 800 731 1792
Español	12	IE	1 800 509 448
Português	15	FR	0 800 944 803 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Italiano	18	BE	0 800 14 592
Nederlands	20	LU	800 21172
Ελληνικά	23	ES	901 11 61 84
		PT	808 20 00 33
		IT	800 124 600
		NL	0800-4 45 53 88
		GR	800 801 3457

Internet:


www.oralb.com

www.braun.com

www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Type 3727



Deutsch

Die Oral-B ProfessionalCare Waterjet Munddusche entfernt schnell und sanft verbleibende Speisereste aus den Zahnzwischenräumen und massiert gleichzeitig effektiv Ihr Zahnfleisch. In Verbindung mit gründlichem Zähneputzen hilft sie, aktiv Ihre Zahngesundheit zu verbessern. Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Munddusche immer nach dem Zähneputzen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

WICHTIG

- Das Gerät muss so aufgestellt und angebracht sein, dass es nicht ins Wasser oder auf den Boden fallen kann. Der Stecker sollte immer erreichbar sein.
- Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel Schädstellen aufweist. Ein beschädigtes oder defektes Ladeteil darf nicht mehr benutzt werden. Bringen Sie das Ladeteil in diesem Fall zum Oral-B Kundendienst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Es kann sonst Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr bestehen.
- Das Gerät ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät, können die Zahnbürste benutzen, wenn sie dieses unter Beaufsichtigung oder nach Einweisung über die Benutzung in einer sicheren Art und Weise tun und die damit einhergehenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen.
- Mundduschen sollten nur mit Flüssigkeiten verwendet werden, die in der Bedienungsanleitung des Herstellers ausgewiesen sind.
- Nutzen Sie dieses Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Nutzen Sie keine Zubehörteile,

die nicht durch den Hersteller empfohlen worden sind.

ACHTUNG

- Falls das Gerät fallen gelassen wurde, sollten Sie die Aufsteckbürste vor dem nächsten Gebrauch wechseln, auch wenn kein sichtbarer Schaden zu erkennen ist.
- Halten Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie es nicht dort auf, wo es in eine Badewanne oder in ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Berühren Sie das Ladeteil nicht, wenn es in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn Sie sich in zahnärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor Verwendung dieser Zahnbürste Ihren Zahnarzt kontaktieren.

Gerätebeschreibung

- a Aufsteckdüse
- b Aufbewahrungsfach für Aufsteckdüsen
- c Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse
- d Ein-/Aus-Schalter
- e Wasserdruckregler
- f Wasser Ein-/Aus-Schalter
- g Handstück
- h Wasserbehälter (600 ml)
- i Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Angaben über elektrische Spannung finden Sie am Boden des Ladeteils

Verwendung der Munddusche

Füllen Sie vor Erstgebrauch den Wasserbehälter (h) und lassen Sie das Wasser über das eingeschaltete Handstück (g) ins Waschbecken durchlaufen.

1. Setzen Sie eine der Düsen (a) auf das Handstück bis es einrastet (1). Füllen Sie den Wasserbehälter mit handwarmem Wasser. Wollen Sie zusätzlich eine Mundspülung in das Wasser geben, stellen Sie bitte sicher, zuerst den Wasserbehälter mit handwarmem Wasser zu füllen und anschließend erst die Mundspülung hinzuzugeben.
2. Schalten Sie die Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter (d) ein (2). (Der Schiebeschalter (f) am Handstück sollte noch nicht hochgeschoben sein = Wasser aus.)
3. Wählen Sie mit dem Wasserdruckregler (e) die gewünschte Impulsstärke (1 = sanft, 5 = kräftig) (3). Sie sollten mit der Einstellung 1 beginnen, besonders wenn Sie zu Zahnfleischbluten

neigen oder wenn Kinder die Munddusche benutzen.

4. Beugen Sie sich über das Waschbecken und führen Sie die Düse an Zähne und Zahnfleisch. Schalten Sie dann die Munddusche ein, indem Sie den Wasser Ein-/Aus-Schalter nach oben schieben (4). Halten Sie den Mund leicht geöffnet, so dass das Wasser ins Waschbecken ablaufen kann.

Die Aufsteckdüse bietet je nach Position der Düsen-
spitze zwei unterschiedliche Funktionen:

Einfachstrahl:

Düsen-
spitze auf Position (6) zur gezielten Reinigung
der Zähne und Zahnzwischenräume und zur Ent-
fernung von hartnäckigen Speiseresten.

Mehrfachstrahl:

Düsen-
spitze auf Position (7) zur Massage und
Gesunderhaltung des Zahnfleisches.

Um ein Verspritzen beim Einstellen der Düsenfunk-
tionen zu vermeiden, stellen Sie zunächst das
Wasser ab, indem Sie den Wasser Ein-/Aus-Schalter
nach unten schieben. Die Düsenfunktion läßt sich
leicht verstellen, indem die Düsen-
spitze hinein- oder herausgedrückt wird. Beginnen Sie mit dem Ein-
fachstrahl. Führen Sie den Wasserstrahl an die
Zähne, besonders in die Zahnzwischenräume.
Massieren Sie danach mit dem Mehrfachstrahl Ihr
Zahnfleisch.

Maximale Betriebsdauer: 15 Minuten
Abkühlzeit: 2 Stunden

Grundsätzlich empfehlen wir die Düse alle 3 Monate
auszuwechseln.

Nach dem Gebrauch

Entleeren Sie den Wasserbehälter immer vollständig.
Falls Ihr Zahnarzt Ihnen die Benutzung einer Mund-
spülung zusammen mit der Munddusche empfohlen
hat, spülen Sie die Munddusche mit etwas klarem
Wasser durch bevor Sie den Wasserbehälter voll-
ständig entleeren, um mögliche Rückstände zu
vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Mund-
dusche angeschaltet lassen, bis das Wasser aufhört
durch die Düse zu laufen, um so die Bildung von
Bakterien in rückbleibendem Wasser zu vermeiden.

Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter aus-
schalten.

Drücken Sie den Entriegelungsknopf, um die Auf-
steckdüse abzunehmen (c) (5). Trocknen Sie die
Aufsteckdüse und das Handstück nach Benutzung
ab. Setzen Sie das Handstück zurück auf seine
Basis und die Aufsteckdüsen können im Aufbewah-
rungsfach (b) aufbewahrt werden.

Reinigungsempfehlungen

Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem
feuchten Tuch ab. Der Wasserbehälter und das
Aufbewahrungsfach für die Aufsteckdüsen sind
herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebens-
dauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Die Entsorgung kann über den
Oral-B Braun Kundendienst oder lokal
verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme
erfolgen.



Garantie

Wir gewähren für dieses Produkt eine limitierte
Garantie für 2 Jahre ab Kaufdatum. Innerhalb der
Garantielaufzeit übernehmen wir die kostenlose
Behebung von Gerätedefekten, die auf Material-
oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Dabei
behalten wir uns nach eigenem Ermessen entweder
eine Reparatur oder einen Austausch des Komplett-
gerätes vor. Diese Garantie kann in allen Ländern in
Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät
von Braun oder von Braun autorisierten Händlern
vertrieben wird.

Von dieser Garantie ausgenommen sind: Schäden
durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Ver-
schleiß und Abnutzung insbesondere der Bürsten-
köpfe, sowie Mängel, die den Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich
beeinflussen. Diese Garantie verfällt bei Reparaturen
durch nicht autorisierte Personen sowie bei Ver-
wendung anderer als der Original-Braun-Ersatz- und
Zubehörteile.

Um diese Garantie während der Garantielaufzeit
in Anspruch zu nehmen, senden Sie bitte das
komplette Gerät zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an
einen autorisierten Oral-B Braun-Kundendienst.

30 Tage Geld-Zurück-Garantie

Da wir sicher sind, dass Sie – genauso wie wir –
von unserer ProfessionalCare Waterjet Munddusche
überzeugt sein werden, machen wir Ihnen folgen-
des risikofreies Angebot: Testen Sie die Oral-B
ProfessionalCare Waterjet Munddusche für 30 Tage
ab Kaufdatum! Wenn Sie nicht 100% zufrieden sind,
erstaten wir Ihnen den vollen Kaufpreis zurück.
Garantiert.

Zur Kaufpreiserstattung senden Sie bitte das
Gerät mit vollständigem Zubehör zusammen mit
dem Original-Kaufbeleg innerhalb von 30 Tagen

ab Kaufdatum an die folgende Anschrift in Ihrem jeweiligen Land. Bitte Namen, Anschrift und Bankverbindung nicht vergessen!

Deutschland:

Projektservice

Kennwort: «Oral-B 30 Tage Geld-Zurück-Garantie»

c/o Projekt-Service GmbH

Johannes-Kepler-Straße 5

D-55129 Mainz

Österreich:

MS Mail Service GmbH

Kennwort: «Oral-B 30 Tage Geld-Zurück-Garantie»

Scheibenstrasse 3

A-6923 Lauterach

Schweiz:

MS Mailservice AG

Kennwort: «Oral-B 30 Tage Geld-Zurück-Garantie»

Postfach

9029 St. Gallen

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 6 Wochen dauern kann, bis das Geld auf Ihrem Konto verbucht ist.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Verbraucherberatung, die Ihnen gerne weiterhilft.

DE/AT: 00800 27 28 64 63

CH: 0844 - 88 40 10

Garantie Aufsteckbürsten und Zubehörteile

Die Oral-B Garantie verfällt, wenn der Schaden der elektrischen Zahnbürste auf die Verwendung von Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteilen zurückgeführt werden kann, die nicht von Oral-B hergestellt wurden.

Oral-B empfiehlt, keine Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile zu verwenden, die nicht von Oral-B hergestellt wurden.

- Oral-B hat keinen Einfluss auf die Qualität der nicht von Oral-B hergestellten Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile. Daher können wir nicht sicherstellen, dass die Reinigungsleistung dieser Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile derjenigen zum ursprünglichen Kaufzeitpunkt entspricht.
- Oral-B kann nicht gewährleisten, dass diese Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile optimal auf das Handstück abgestimmt sind.
- Oral-B kann keine Aussagen zu Langzeitauswirkungen der Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile auf die Haltbarkeit des Handstücks treffen.

Alle Oral-B Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile tragen das Oral-B Logo und erfüllen die hohen

Oral-B Qualitätsstandards. Oral-B verkauft keine Aufsteckbürsten und/oder Zubehörteile oder Geräte-teile unter einem anderen Markennamen.

English

The Oral-B ProfessionalCare Waterjet provides a fast, yet gentle removal of food particles between your teeth while also stimulating and massages your gums. Used in combination with proper tooth brushing, it helps improve your gum health. For most effective results always use the Waterjet after tooth brushing.

Please read the usage instructions carefully before first use.

IMPORTANT

- The appliance must be mounted in a way that it cannot fall into water or drop to the floor. The plug should always be accessible.
- Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Service Centre. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- This product is not intended for use by children under age 12. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use the product, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Oral irrigators shall be used only with liquids defined in the manufacturer's instructions.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments or chargers which are not recommended by the manufacturer.

WARNING

- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.

- Do not place the appliance in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
- Do not disassemble the product.
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

Description

- a Irrigator jet
- b Jet compartment
- c Jet release button
- d On/off switch
- e Water pressure control dial
- f Handle switch (water stop and go)
- g Irrigator handle
- h Water container (600 ml)
- i Cord storage

Specifications

For voltage specifications please refer to the bottom of the charging unit.

Using the irrigator

Before using for the first time, fill the water container (h) and allow the water to run through completely by holding the irrigator handle (g) over a washbasin.

1. Attach one of the irrigator jets (a) to the handle until it locks into place (1). Fill the water container with lukewarm water. If you want to add mouthwash into the water, please make sure you fill the water container with lukewarm water first, then add the mouthwash.
2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch (d) (2). When doing so, the handle switch (f) should be in the lower position = water stop).
3. Select the water pressure with the pressure control dial (e) (1 = gentle, 5 = strong) (3). We recommend that you start with setting 1, especially if your gums tend to bleed or if children are using the irrigator.
4. Bend over a washbasin and guide the jet to your teeth and gums. Slide the handle switch up to start the water stream (4). Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the washbasin.

The irrigator jet offers two different functions depending on the position of the jet tip:

Single jet:

Jet tip is in position (6) to clean teeth and the interdental spaces and remove resistant food particles.

Multi jet:

Jet tip is in position (7) to massage the gums and keep them healthy.

First, turn on the water stream by sliding the handle switch down (to avoid unintended water spraying). The jet can easily be switched from one function to the other by pressing the jet tip in or out. Begin with the single jet. Guide the water stream to the teeth; especially to the interdental spaces. Then massage the gums with the multi jet.

Maximal operation time: 15 minutes

Cooling off time: 2 hours

In general we recommend to replace the irrigator jet every 3 months.

After use

Always empty the water container entirely. If your dentist has recommended the use of mouthwash with your irrigator, allow some clean water to run through the irrigator before you empty the container entirely to prevent any deposit build-up. Make sure you keep the irrigator switched on until the water stops running through the irrigator jet, to prevent bacteria from collecting in the standing water.

Press the on/off switch to turn off the irrigator.

To take off the irrigator jet, press the jet release button (c) (5). Always wipe the handle and the irrigator jet dry; place the handle back onto its base and store the irrigator jet in the jet compartment (b).

Cleaning

Regularly clean the housing with a damp cloth. The water container and the jet compartment are removable and dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Guarantee

We grant 2 years limited guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B Braun Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your statutory rights.

30-Days Money Back Guarantee

Try Oral-B ProfessionalCare Waterjet irrigator starting from the day of purchase. If you are not satisfied with this product, please return your handle, refills and charging unit in their original box with your original cash register receipt to the address below within 30 days of purchase.

Braun Cashback
PO Box 504
Leicester
LE940AE

Terms and conditions apply, for further details, please contact our customer service.

Warranty replacement brush heads and accessories

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories.

Oral-B does not recommend the use of non Oral-B replacement brush heads and/or accessories.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads and/or accessories carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads and/or accessories or handle parts under any other brand name.

Français

L'hydropulseur Oral-B ProfessionalCare Waterjet vous permet d'éliminer rapidement mais en douceur les résidus alimentaires entre vos dents, tout en stimulant et massant vos gencives. Utilisé en association avec un brossage approprié des dents, il vous aidera à retrouver des gencives plus saines. Pour un résultat encore plus efficace, utilisez toujours l'hydropulseur Waterjet après le brossage des dents.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant de commencer à utiliser le système.

IMPORTANT

- L'appareil doit être installé de façon à ce qu'il ne risque pas de tomber dans l'eau ou par terre. La prise électrique doit être accessible à tout moment.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, il ne doit plus être utilisé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, rappelez le chargeur dans un Centre Service Agréé Oral-B. Ne cherchez pas à réparer, ni à modifier le produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- Cet appareil n'est pas destiné pour être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les hydropulseurs doivent être utilisés uniquement avec des types de liquides mentionnés dans la notice d'utilisation du fabricant.
- Utilisez ce produit exclusivement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par le fabricant.

ATTENTION

- En cas de chute de l'appareil, la brosse doit être remplacée avant toute nouvelle utilisation, même si aucune détérioration n'est visible.
- Evitez tout contact de l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit d'où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne ramassez jamais un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne démontez pas le produit.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise elle-même et jamais sur le cordon. Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco-dentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.

Description

- a Canule de l'hydropulseur
- b Compartiment à canules
- c Bouton de déverrouillage de la canule
- d Interrupteur marche/arrêt
- e Molette de réglage de la pression d'eau
- f Interrupteur du manche (activation/arrêt du jet d'eau)
- g Manche de l'hydropulseur
- h Réservoir d'eau (600 ml)
- i Logement du cordon d'alimentation

Caractéristiques techniques

Reportez-vous aux indications inscrites sous l'appareil pour connaître ses caractéristiques électriques.

Utilisation de l'hydropulseur

Avant la première utilisation, remplissez le réservoir d'eau (h), placez le manche de l'hydropulseur au-dessus d'un lavabo. Mettre en marche l'appareil pour amorcer le système, laissez couler le jet d'eau quelques secondes.

1. Fixez l'une des canules de l'hydropulseur (a) sur le manche en l'introduisant jusqu'à ce qu'elle

- s'enclenche (1). Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède. Si vous voulez ajouter du bain de bouche dans l'eau, remplissez d'abord avec de l'eau tiède, puis ajoutez le bain de bouche.
- Positionnez l'interrupteur coulissant du manche en position arrêt (vers le bas afin de bloquer la diffusion du jet d'eau) puis mettez en marche l'hydropulseur en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (d) (2).
 - Réglez la pression du jet d'eau à l'aide de la molette de réglage de la pression (e) (1 = jet doux, 5 = jet puissant) (3). Nous vous recommandons de commencer au niveau 1, en particulier si vos gencives ont tendance à saigner ou si l'appareil est utilisé pour un enfant.
 - Penchez-vous au-dessus d'un lavabo et dirigez le jet vers vos dents et vos gencives. Poussez l'interrupteur du manche vers le haut pour libérer le jet d'eau (4). Gardez la bouche légèrement ouverte afin de permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles avec la canule de l'hydropulseur selon la position de l'embout :

Mono-jet :

Cette position de l'embout (6) permet de nettoyer les dents et les espaces interdentaires et d'éliminer les résidus alimentaires restants.

Multi-jet :

Cette position de l'embout (7) permet de masser les gencives pour aider à préserver leur bonne santé.

Pour changer le mode de la canule, stoppez le jet d'eau en poussant l'interrupteur du manche vers le bas (afin d'éviter les éclaboussures accidentelles). Pour basculer d'un mode de fonctionnement à l'autre, il suffit d'appuyer sur l'embout pour le rentrer ou le sortir. Utilisez d'abord le mono-jet. Dirigez le jet d'eau vers vos dents, en insistant particulièrement sur les interstices dentaires. Massez ensuite vos gencives à l'aide du multi-jet.

Durée d'utilisation maximale : 15 minutes

Temps de refroidissement : 2 heures

En général, nous recommandons de remplacer les canules tous les 3 mois.

Après utilisation

Veillez à systématiquement vider entièrement le réservoir d'eau. Si votre dentiste vous a recommandé d'utiliser du bain de bouche avec l'hydropulseur, rincez l'hydropulseur après utilisation en mettant de l'eau claire dans le réservoir puis mettez en marche le jet et laissez s'écouler le jet d'eau un moment dans le lavabo. Cela évitera la formation

de dépôts dans les tuyaux. Laissez l'hydropulseur fonctionner jusqu'à ce que l'eau s'arrête de s'écouler, afin d'éviter la prolifération de bactéries dans l'eau stagnante.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt de façon à arrêter l'hydropulseur.

Pour retirer la canule de l'hydropulseur, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la canule (c) (5). Séchez le manche en l'essuyant et remettez-le en place sur son support. Une fois essuyée, la canule peut être rangée dans le compartiment à canules (b).

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le boîtier à l'aide d'un chiffon humide. Le réservoir d'eau et le compartiment à canules sont amovibles et peuvent passer au lave-vaisselle. Ne jamais démonter le filtre dans le fond du réservoir d'eau.

Informations sujettes à modification sans préavis.

Afin de protéger l'environnement, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères lorsqu'il arrivera en fin de vie. Vous pouvez l'éliminer en le rapportant dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun ou dans l'un des points de collecte prévus pour ce type de déchets dans votre région ou commune.



Garantie

Nous offrons une garantie limitée d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit. Dans les limites de la période de garantie, nous prendrons en charge, sans frais, tout défaut de matériel ou de fabrication du dispositif, soit en le réparant soit en remplaçant intégralement l'appareil, à notre convenance. Cette garantie s'applique dans tous les pays dans lesquels ce produit est vendu par Braun ou ses distributeurs désignés.

Cette garantie ne couvre pas : les détériorations dues à une utilisation inappropriée, l'usure normale, en particulier pour ce qui concerne les brossettes et canules, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la valeur ou la fonctionnalité du produit. La garantie est annulée dès lors que des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées ou que des pièces autres que les pièces Braun d'origine sont utilisées.

Pour faire valoir la garantie dans les limites de sa période de validité, rappelez ou renvoyez le produit complet, accompagné de sa facture, dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun.

Le défi 30 jours

Relevez le défi ! Faites la différence avec Oral-B !

Ce n'est pas par hasard si la plupart des dentistes, dans le monde entier, utilisent eux-mêmes les produits de la marque Oral-B. En fait, nous sommes tellement convaincus que vous allez adorer votre nouvel hydropulseur que nous vous faisons cette offre sans risque: essayez votre hydropulseur Oral-B pendant 30 jours*. Si vous n'en êtes pas satisfait à 100%, nous vous rembourserons intégralement. Sans poser de question. Garanti.

1. Pour obtenir le remboursement integral de votre achat (y compris les frais de retour de la brosse), veuillez renvoyer par Colissimo* dans son emballage d'origine dans un delai de 30 jours maximum après la date de votre achat accompagné de :
 - l'hydropulseur avec tous ses accessoires
 - vos nom, prénom et adresse complète sur papier libre
 - l'original du ticket de caisse ou la copie de la facture en entourant les références et le prix de votre achat concerné par l'offre ainsi que la date et le nom du magasin
 - 1 RIB ou 1 RIP

*Tarif forfaitaire de 7 euros.

2. Envoyez le tout sous 30 jours maximum (cachet de la poste faisant foi) apres la date d'achat a l'adresse suivante :

Custom Promo
Offre n° 2319
Satisfait ou remboursé Oral-B Défi 30 jours
13102 Rousset Cedex
France

Vous recevrez un virement bancaire du montant de votre achat et des frais d'envoi* sous 6 a 8 semaines environ.

Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse).

Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé, scanné ou photocopié) ne pourra être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle sur le(s) même(s) produit(s).

Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l'objet de poursuites.

Les informations que vous nous communiquez sont destinées a notre fichier Consommateurs, a des fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d'autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne (Maroc, Senegal) pour qualification.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable du traitement :

Procter & Gamble France SAS, Service du Consommateur – 92665 Asnières Cedex.
Procter & Gamble France SAS – 391 543 576
RCS Nanterre – Capital social de 325 505 € –
163/165 quai Aulagnier 92200 Asnières sur Seine

Suisse

MS Mailservice AG

Attention: « Oral-B Remboursement garanti sous 30 jours »

Postfach

9029 St. Gallen

Pour en savoir plus, appelez le 0844 – 88 4010

Belgique

jusqu'au 1er Janvier

D.J.S.

« Opération Oral-B Défi 30 jours »

Rue de la Brasserie 2

5310 Saint-Germain/Eghezée

Belgique

à partir de Janvier 2014

Oral-B « 30 Days Money Back Guarantee »

c/o HighCo DATA

PB / BP 05479

1733 Asse

Belgique

ou visitez le site www.oralb.be

Garantie et brossettes et accessoires de remplacement

La garantie Oral-B ne sera pas appliquée si les dommages du corps de brosse à dents électrique rechargeable se trouvent être attribués à l'utilisation de brossettes et/ou accessoires autres que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes et/ou accessoires autres que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes et /ou accessoires autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes et/ou accessoires qui ne sont pas de marque Oral-B, tel que annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut pas assurer le bon montage de brossettes et/ou accessoires autres que Oral-B.
- Oral-B ne peut pas prédire l'effet à long terme de l'utilisation de brossettes et/ou accessoires autres que Oral-B sur l'usure du corps de brosse.

Toutes les brossettes et/ou accessoires Oral-B portent le logo d'Oral-B et répondent aux standards de haute qualité Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes et/ou accessoires ou de pièce détachée sous le nom d'une autre marque.

Español

El impulsor de agua Oral-B ProfessionalCare WaterJet elimina rápida y suavemente las partículas restantes de comida de entre los dientes, al mismo tiempo que estimula y masajea las encías. Úselo en combinación con un adecuado cepillado, eso ayudará a mejorar la salud de las encías. Para un resultado más efectivo, use siempre el WaterJet después de cepillarse los dientes.

Antes de utilizar este aparato, recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones.

IMPORTANTE

- El aparato deberá fijarse de forma que no pueda caer al suelo o al agua. El enchufe deberá estar siempre accesible.
- Compruebe periódicamente el cable en busca de desperfectos. Si el cable estuviera dañado, lleve la base de carga a un Centro de Asistencia Técnica Oral-B. No deberá utilizarse el irrigador si está dañado o no funciona adecuadamente. No intente reparar o modificar el irrigador, ya que podría ser causa de incendio, shock eléctrico o lesiones.
- El producto no ha sido concebido para ser empleado por niños menores de 12 años. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos sobre el uso de estos aparatos, podrán utilizar el dispositivo bajo supervisión, o si previamente han recibido instrucciones sobre el uso seguro del mismo y comprenden los riesgos implícitos.
- Los niños no deberán jugar con el dispositivo.
- Los irrigadores orales solo deberán usarse con los líquidos especificados en las instrucciones del fabricante.
- Utilice el producto únicamente para el uso indicado en el presente manual. No utilice accesorios o cargadores que no sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA

- Si el producto cayera al suelo, deberá sustituirse el cabezal incluso aunque no se aprecien en él daños visibles.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos, ni lo guarde en un lugar desde el que pudiera caer a la bañera o el lavabo. Si cayera al agua, no intente cogerlo; desconéctelo de inmediato.
- No desmonte el irrigador.
- Al desconectarlo, hágalo sujetando el enchufe, nunca tirando del cable. No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría ser causa de shock eléctrico.
- Si está Vd. recibiendo tratamiento para cualquier afección bucodental, consulte con su dentista antes de utilizarlo.

Descripción

- a Boquilla del irrigador
- b Compartimento para guardar las boquillas
- c Botón de expulsión de la boquilla
- d Botón de encendido y apagado
- e Regulador de presión del agua
- f Interruptor del mango (para o activa la impulsión de agua)
- g Mango del irrigador
- h Depósito de agua (600 ml)
- i Almacenaje del cable

Especificaciones

Para ver las especificaciones de voltaje, por favor revise la base del cargador.

Uso del impulsor de agua

Antes de utilizarlo por primera vez, llene el depósito de agua (h) y haga circular el agua completamente por el aparato colocando el mango (g) encima del lavabo.

1. Inserte una de las boquillas irrigadoras (a) en el mango hasta que quede en posición (1). Llene el depósito con agua templada. Si desea añadir un colutorio al agua, asegúrese primero de llenar el depósito con agua templada y de añadir a continuación el colutorio.
2. Para conectar el impulsor, presione el interruptor de conexión/desconexión (d) (2). Cuando realice esta operación, el interruptor del mango (f) deberá estar en la posición baja = parada de agua.
3. Seleccione la presión de agua que desee con el regulador de presión (e) (1= suave, 5= fuerte) (3). Le recomendamos comenzar con la posición 1, especialmente si sus encías tienen tendencia a sangrar o si es utilizado por un niño.
4. Inclínese sobre el lavabo y dirija la boquilla del impulsor hacia sus dientes y encías. Deslice

el interruptor hacia arriba (4) para activar la impulsión de agua. Mantenga la boca ligeramente abierta para permitir que el agua caiga dentro del lavabo.

El Irrigador le ofrece dos funciones diferentes dependiendo de la posición de la boquilla del impulsor:

Monochorro:

Boquilla del impulsor en posición (6) para limpiar los dientes, espacios interdentes y eliminar las partículas de comida resistentes.

Multi Chorro:

Boquilla del impulsor en posición (7) para masajear las encías y mantenerlas sanas.

En primer lugar, encienda la corriente del agua desplazando el interruptor del mango hacia abajo (para evitar salpicaduras de agua involuntarias). El chorro puede cambiarse fácilmente de una función a otra presionando el interruptor de la boquilla hacia dentro o fuera. Empiece con el monochorro. Dirija el chorro de agua hacia los dientes; especialmente a los espacios interdentes. Luego masajee las encías con el multichorro.

Tiempo máximo de funcionamiento: 15 minutos
Tiempo de enfriamiento: 2 horas

Como norma general, recomendamos sustituir la boquilla irrigadora cada tres meses.

Después del uso

Vacíe siempre el depósito por completo. Si su dentista le ha recomendado usar un colutorio con el irrigador, vacíe el contenedor y rellénelo con un poco de agua limpia, ponga el irrigador en marcha durante unos segundos antes de volver a vaciar por completo el depósito, así evitará la formación de depósitos. Asegúrese de mantener el irrigador en funcionamiento hasta que deje de salir agua por la boquilla para evitar la acumulación de bacterias en el agua del depósito.

Presione el interruptor de encendido/apagado para apagar el irrigador.

Para retirar la boquilla, presione el botón liberador (c) (5). Seque siempre el irrigador y la boquilla después de usarlos; coloque el mango sobre la base y guarde la boquilla en el compartimento (b).

Recomendaciones de limpieza

Limpie regularmente la cubierta con un paño húmedo. El depósito de agua y el compartimento para las boquillas son extraíbles y se pueden limpiar en el lavavajillas.

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

No tire el producto directamente a la basura cuando finalice su vida útil. Puede dejarlo en un Servicio Técnico de Oral-B Braun o en uno de los puntos de recogida de su país previstos para tal fin.



Garantía

Aseguramos dos años de garantía limitada desde el día de la compra del producto. Dentro del período de garantía solucionaremos sin ningún cargo cualquier defecto resultante de fallos en el material y/o en la fabricación. Esto lo haremos, dependiendo del caso, reparando la unidad o reemplazándola por una nueva. Esta garantía es aplicable a todos los países en los que se vendan los productos Braun.

Esta garantía no cubre los desperfectos causados en los siguientes casos: Uso inapropiado, desgaste normal por uso o uso negligente del mismo. La garantía se invalida si la reparación es llevada a cabo por personas no autorizadas o por el uso de elementos que no sean Braun.

Para acceder al servicio durante el período de garantía, por favor entregue o envíe su cepillo completo así como la factura a un servicio post venta autorizado Braun.

Garantía de devolución en 30 días

Pruebe el irrigador Oral-B ProfessionalCare Waterjet desde el primer día de compra. Si no queda satisfecho con este producto, por favor devuelva el mango, recambios y la base de carga en su caja original con el ticket de compra original a la siguiente dirección en los 30 días siguientes a la compra.

Oral-B Money Back
Apto. 10.388
28080 Madrid

Para más detalles sobre términos y condiciones consulte nuestro Servicio de Atención al Consumidor: 901 11 61 84.

Garantía, cabezales de sustitución y accesorios

La garantía de Oral-B quedará sin vigor cuando los desperfectos del mango eléctrico recargable fueran atribuibles al uso de cabezal de sustitución y/o accesorios no originales de Oral-B.

Oral-B no recomienda el uso de cabezales de sustitución y/o accesorios que no sean originales de Oral-B.

- Oral-B no tiene control sobre la calidad de los cabezales de sustitución y/o accesorios no originales de Oral-B. En consecuencia, no podemos garantizar que el rendimiento de dichos cabezales de sustitución y/o accesorios no originales sea el señalado para el mango recargable en el momento de su adquisición.
- Oral-B no puede asegurar el buen funcionamiento de los cabezales de sustitución y/o accesorios no originales de Oral-B.
- Oral-B no puede el efecto a largo plazo que los cabezales de sustitución y/o accesorios no originales de Oral-B puedan tener sobre el desgaste del mango.

Todos los cabezales de sustitución y/o accesorios Oral-B llevan el logotipo de Oral-B y cumplen con las elevadas normas de calidad de Oral-B. Oral-B no vende cabezales de sustitución y/o accesorios o mangos bajo ninguna otra marca.

Português

O Oral-B ProfessionalCare Waterjet permite uma remoção rápida, mas suave, de partículas de alimentos de entre os dentes, enquanto estimula e massaja as suas gengivas. Quando efectuada em combinação com uma escovagem adequada ajuda a manter a saúde das suas gengivas. Para resultados mais eficazes use sempre o irrigador após a escovagem.

Por favor leia atentamente as instruções de utilização antes de usar.

IMPORTANTE

- O aparelho deve ser montado de modo que não possa cair dentro de água nem para o chão. A tomada deve estar sempre acessível.
- Verifique regularmente se o cabo de ligação à corrente não se encontra danificado. Se o cabo se encontrar danificado, dirija-se a um Centro de Assistência Técnica Oral-B. Um aparelho danificado ou com defeito de funcionamento não deve ser mais utilizado. Não modifique ou repare o aparelho. Fazê-lo pode provocar incêndio, electrocussão ou lesões.
- Este produto não é recomendado para ser usado por crianças com idade inferior a 12 anos. Pessoas com capacidade mental, sensorial ou física reduzida, ou pouca experiência e conhecimento, podem usar esta escova de dentes, se tiverem sido instruídos ou tiverem supervisão em relação à sua utilização de modo seguro e entendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Os irrigadores orais devem apenas ser usados com os líquidos definidos no manual de instruções do fabricante.
- Utilizar este aparelho apenas para o fim a que se destina como descrito neste manual. Não use acessórios ou carregadores que não sejam recomendados pelo fabricante.

PRECAUÇÕES

- No caso de o aparelho cair, substitua a cabeça da escova, mesmo que esta não apresente danos visíveis.
- Não coloque nem guarde o aparelho num local onde possa cair ou ser empurrado para dentro de uma banheira ou um lavatório. Não tente agarrar um carregador que tenha caído dentro de água. Desligue-o imediatamente.
- Não desmonte o aparelho.
- Quando desligar o aparelho, segure sempre na ficha e não no cabo. Não toque na tomada com as mãos molhadas. Poderá correr o risco de electrocussão.
- Se estiver sob tratamento dentário, consulte o seu dentista antes de usar o aparelho.

Descrição

- a Jacto irrigador
- b Compartimento do jacto
- c Botão de libertação do jacto
- d Botão ligar/desligar
- e Controle da pressão da água
- f Comutador do cabo (controlo da água)
- g Pega do irrigador
- h Reservatório para a água (600ml)
- i Armazenamento do cabo

Especificações

Especificações eléctricas, ver fundo do carregador.

Utilização do irrigador

Antes de o utilizar pela primeira vez, encha o reservatório (h) e permita que este se esvazie completamente segurando no cabo do irrigador (g) em cima de um lavatório.

1. Ligue um dos jactos do irrigador (a) ao cabo até que o sinta preso (1). Encha o reservatório de água com água morna e adicione elixir, se desejar.
2. Ligue o irrigador pressionando o botão ligar/desligar (2). (Quando o fizer, o comutador do cabo deverá estar na posição inferior = stop água)
3. Selecione a pressão desejada com o controlador da pressão da água (f) (1 = suave, 5 = forte) (3). Recomendamos que comece com a posição 1, especialmente se as suas gengivas tenderem a sangrar ou se forem crianças a usar o irrigador.
4. Debruce-se sobre o lavatório e guie o jacto para os seus dentes e gengivas. Deslize o comutador do cabo (g) para dar início ao fluxo de água (4). Mantenha a sua boca ligeiramente aberta para permitir que a água flua para o lavatório.

O irrigador apresenta duas funções diferentes conforme a posição da ponta do jacto:

Jacto único:

A ponta do jacto encontra-se na posição (6) para limpar os dentes e o espaço inter-dental e remover partículas de alimentos mais resistentes.

Jacto múltiplo:

A ponta do jacto encontra-se na posição (7) para massajar as gengivas e ajudar a mantê-las saudáveis.

Comece por ligar o fluxo de água fazendo deslizar o comutador do cabo para baixo (para evitar que saia água inesperadamente). A função do jacto pode ser facilmente alternada pressionando a ponta do jacto para fora ou para dentro. Inicie com o jacto único. Guie o fluxo de água para os dentes; especialmente para os espaços interdentários. Massageie de seguida as gengivas com o jacto múltiplo.

Tempo máximo de ligação: 15 minutos

Arrefecimento: 2 horas

Em geral recomendamos que substitua o jacto do irrigador de 3 em 3 meses.

Depois de usar

Esvazie sempre completamente o reservatório da água. Se o seu dentista recomendou a utilização de um elixir com o seu irrigador, permita que corra alguma água através do irrigador após a utilização para prevenir a formação de quaisquer depósitos. Assegure-se de que mantém o irrigador ligado até que a água pare de correr através do jacto, para prevenir que se desenvolvam bactérias na água parada.

Carregue no botão ligar/desligar para desligar o irrigador.

Para remover o jacto do irrigador, pressione o botão de libertação do jacto (c) (5). Seque sempre o cabo e o jacto do irrigador com um pano e coloque o cabo de novo na base. Os jatos podem ser armazenados no compartimento dos jatos (b).

Limpeza

Limpe regularmente a base com um pano húmido. O reservatório e o compartimento do jacto são removíveis e podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

No final da vida útil do produto, por favor, não o deite fora no lixo doméstico. Pode entregá-lo num Centro de Assistência da Braun ou num dos pontos de entrega aprovados para reciclagem, de acordo com a legislação local ou nacional.



Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos após a data da aquisição. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário, de acordo com o critério da Braun, reparar, substituir peças ou trocar de aparelho, dentro do período de garantia, não terá custos adicionais. Esta garantia é extensível a todos os países onde este aparelho seja fornecido pela Braun ou pelo seu distribuidor licenciado.

Esta garantia não contempla: avarias provocadas por uso indevido, desgaste normal na utilização (especialmente no que concerne às recargas), bem como defeitos que causem diminuição do seu valor ou do funcionamento do aparelho. Esta garantia torna-se inválida no caso das reparações serem efectuadas por pessoas não autorizadas ou quando sejam utilizadas peças ou acessórios não originais da Braun.

Em caso de reclamação, contemplada por esta garantia, entregue o aparelho completo ou envie-o, juntamente com o talão de compra original, para os Serviços de Assistência Técnica da Braun.

O desafio de 30 dias

Experimente o Centro Waterjet Oral-B ProfessionalCare durante 30 dias, a contar desde o dia da compra. Se não se sentir satisfeito, devolva por favor, o aparelho completo na embalagem original juntamente com o seu talão de compra original para a morada a seguir indicada, num prazo de 30 dias.

Apartado 55
2766-501 S. Pedro do Estoril
Telefone: 800 505 800

Para mais informações, contacte por favor a nossa Linha de Apoio ao Consumidor para que lhe seja indicado o Centro de Assistência Técnica autorizado da Braun mais próximo de si.

Garantia para as recargas de cabeças de escovagem

Esta garantia perderá a sua validade no caso dos danos no cabo recarregável serem atribuíveis à utilização de cabeças de escova que não sejam peças ou acessórios originais Oral-B.

A Oral-B não recomenda a utilização de cabeças de escova que não sejam peças originais Oral-B.

- A Oral-B não possui qualquer meio de controlo quanto à qualidade das recargas que não sejam peças originais Oral-B. Por esse facto, não podemos garantir o desempenho de limpeza das recargas que não sejam peças originais Oral-B, tal como declaramos na altura da compra do cabo eléctrico recarregável.
- A Oral-B não pode garantir um bom encaixe e adaptação das cabeças de escova que não sejam peças originais Oral-B.
- A Oral-B não pode prever o efeito a longo prazo que as cabeças de escova que não sejam peças originais Oral-B possam ter no desgaste do cabo.

Todas as cabeças de escova Oral-B possuem o logótipo Oral-B e cumprem os mais elevados padrões de qualidade. A Oral-B não vende recargas ou cabos de escova sob nenhuma outra marca comercial.

Italiano

L'idropulsore Oral-B ProfessionalCare Waterjet rimuove rapidamente e delicatamente le particelle di cibo dagli spazi interdentali e massaggia le gengive. Usato dopo lo spazzolamento corretto dei denti, aiuta a migliorare la salute delle vostre gengive. Per risultati migliori utilizzare sempre l'idropulsore dopo lo spazzolamento dei denti.

Vi raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni prima del primo uso.

IMPORTANTE

- L'apparecchio deve essere montato in modo che non possa cadere in acqua o sul pavimento. La presa di corrente deve essere sempre accessibile.
- Controllate periodicamente il cavo, per verificare che non sia danneggiato. Se il cavo risulta danneggiato, portate l'unità di carica in un Centro di Assistenza Oral-B. Non utilizzate un'unità danneggiata o non funzionante. Non modificate o riparate il prodotto, per evitare che prenda fuoco, o che provochi scosse elettriche o lesioni.
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore a 12 anni. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e cognizione di causa, possono usare il prodotto solo con la supervisione di altri, o se vengono loro fornite istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se consapevoli dei rischi inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli irrigatori possono essere utilizzati solo con i liquidi indicati nelle istruzioni del produttore.
- Il prodotto va utilizzato solo per l'uso descritto nel manuale. Non usate accessori o caricatori non consigliati dal produttore.

AVVERTENZA

- Se il prodotto viene fatto cadere, si dovrà sostituire la testina prima di riutilizzarlo, anche se non ci sono danni visibili.

- Non immergete il caricatore in acqua o in sostanze liquide; non riponetelo in luoghi da cui potrebbe cadere o essere tirato nella vasca da bagno o nel lavandino. Non cercate di recuperarlo se è caduto in acqua. Scollegate immediatamente la presa della corrente.
- Non smontare il prodotto.
- Quando scollegate l'unità dalla presa della corrente, afferrate sempre la spina e non il cavo elettrico. Non toccate la spina con le mani bagnate, per non causare una scossa elettrica.
- Se siete in cura per qualsiasi disturbo orale, consultate il vostro dentista prima dell'uso.

Descrizione

- a Beccuccio
- b Contenitore per beccucci
- c Tasto di sgancio del beccuccio
- d Interruttore accensione/spegnimento
- e Selettore per la regolazione della pressione dell'acqua
- f Tasto scorrevole (attiva/interrompe l'acqua)
- g Manico dell'idropulsore
- h Serbatoio d'acqua (600 ml)
- i Contenitore per filo

Specifiche

Per le specifiche di potenza consultare il fondo della base di ricarica.

Utilizzo dell'idropulsore

Prima di utilizzare l'idropulsore per la prima volta, riempite il contenitore dell'acqua (h) e lasciate che l'acqua scorra fino a completo svuotamento, mantenendo l'impugnatura dell'idropulsore (g) su di un lavandino.

1. Attaccate uno dei getti irrigatori (a) al manico, fissandolo nella sua sede (1). Riempite il contenitore per l'acqua con acqua tiepida. Se desiderate aggiungere un collutorio, accertatevi di riempire prima il contenitore con acqua tiepida, quindi aggiungete il collutorio.
2. Accendete l'idropulsore premendo il tasto di accensione (e) (2). (In questo momento il tasto scorrevole dell'impugnatura non deve essere spinto in alto)
3. Selezionate la pressione dell'acqua con il selettore di controllo della pressione (e) (1 = delicata, 5 = forte) (3). E' consigliabile iniziare con il livello 1, specialmente se le gengive tendono a sanguinare o se l'apparecchio è utilizzato da bambini.
4. Chinatevi leggermente sul lavandino ed avvicinate il beccuccio ai denti e gengive. Spostate il tasto scorrevole dell'impugnatura verso l'alto per avviare il getto d'acqua (4). Tenete la bocca leggermente aperta per permettere all'acqua di scorrere nel lavandino.

Potete scegliere tra due differenti funzioni del getto, semplicemente premendo la punta del beccuccio:

Getto singolo:

Punta del beccuccio nella posizione (6) per pulire i denti e gli spazi interdentali e rimuovere i residui di cibo.

Multi getto:

Punta del beccuccio in posizione (7) per massaggiare le gengive e mantenerle sane.

Prima interrompete il getto dell'acqua, spingendo il tasto scorrevole verso il basso, per evitare schizzi. Il getto può essere facilmente cambiato premendo la punta del beccuccio. Iniziate con il getto singolo. Guidate il getto dell'acqua sui denti, in particolare tra gli spazi interdentali. Quindi massaggiate le gengive con il multi getto.

Tempo di utilizzo massimo: 15 minuti

Tempo di raffreddamento: 2 ore

In generale, consigliamo di sostituire il getto irrigatore ogni 3 mesi.

Dopo l'uso

Svuotate sempre completamente il contenitore dell'acqua. Se il vostro dentista vi ha consigliato di usare un collutorio con l'irrigatore, fate scorrere in questo dell'acqua pulita prima di svuotare completamente il contenitore, per evitare la formazione di depositi. Accertatevi di tenere acceso l'irrigatore fino a quando l'acqua cessa di scorrere nel getto, per evitare che si raccolgano batteri nell'acqua che rimane.

Premete l'interruttore on/off per spegnere l'irrigatore.

Per estrarre il getto irrigatore, premete l'apposito pulsante di sgancio (c) (5). Asciugate sempre il manico e il getto irrigatore; riposizionate il manico sulla sua base e riponetelo l'irrigatore nello scomparto del getto (b).

Pulizia

Pulite regolarmente la base con un panno umido. Il contenitore dell'acqua ed il contenitore per i beccucci sono rimuovibili e lavabili in lavastoviglie.

Soggetto a cambiamenti senza comunicazione.

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Lo smaltimento può essere realizzato presso un centro di assistenza tecnica Oral-B Braun oppure presso centri di raccolta appositamente predisposti.



Garanzia

Forniamo una garanzia valida per la durata di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. Nel periodo di

garanzia verranno risolti, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica, riparando il prodotto o sostituendo l'intero apparecchio. Questa garanzia è estesa a tutti i paesi in cui il prodotto è fornito da Braun o da un suo distributore autorizzato.

Questa garanzia non copre: i danni derivanti da uso improprio del prodotto, la normale usura di funzionamento – in particolare delle testine – e difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da persone non autorizzate o con parti non originali Braun.

Per usufruire del servizio durante il periodo di garanzia, portare o spedire il prodotto con la ricevuta d'acquisto (fattura, ricevuta o scontrino fiscale) ad un Centro di Assistenza Oral-B Braun autorizzato.

Garanzia 30 giorni Soddisfatti o Rimborsati

Provate l'idropulsore ProfessionalCare Waterjet irrigator a partire dal giorno dell'acquisto. Se non siete soddisfatti del prodotto, rinviatoci il manico, le testine e la base di ricarica nella confezione originale insieme allo scontrino di acquisto all'indirizzo sottostante entro 30 giorni dalla data di acquisto

Globaldata

Via Mosca 10, 00142 Roma (Italy)

Causale: «Garanzia di rimborso 30 giorni»

Per ulteriori dettagli contattare il nostro servizio clienti 800 124 600.

Testine e accessori di ricambio in garanzia

La garanzia Oral-B sarà considerata nulla se il danno al manico elettrico ricaricabile risulterà attribuibile all'uso di testine e/o accessori sostitutivi non originali Oral-B.

Oral-B non consiglia l'uso di testine e/o accessori di ricambio non originali Oral-B.

- Oral-B non può controllare la qualità delle testine e/o accessori sostitutivi non originali. Quindi, non possiamo garantire i risultati di pulizia delle testine e/o accessori non originali, come comunicato con il manico elettrico ricaricabile al momento dell'acquisto iniziale.
- Oral-B non può garantire l'adattabilità delle testine e/o accessori sostitutivi non Oral-B.
- Oral-B non può prevedere l'effetto a lungo termine delle testine e/o accessori sostitutivi non originali sull'usura del manico.

Tutte le testine e/o accessori sostitutivi Oral-B hanno il logo Oral-B e sono conformi agli alti standard di qualità Oral-B. Oral-B non vende testine e/o accessori di ricambio, o parti del manico, con altri marchi.

Nederlands

De Oral-B ProfessionalCare WaterJet monddouche verwijdert voedselresten tussen de tanden en kiezen en masseert het tandvlees. Gebruik dit in combinatie met goed poetsen. Voor optimaal resultaat gebruik de WaterJet altijd na het poetsen.

Lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJK

- Het apparaat dient zodanig geplaatst te worden dat het niet in water of op de grond kan vallen. De stekker dient altijd toegankelijk te zijn.
- Controleer regelmatig het snoer op schade. Indien het snoer beschadigd is, breng dan de oplader naar een Oral-B Service Center. Beschadigde of niet-functionerende apparatuur kunt u beter niet langer gebruiken. Repareer het apparaat niet zelf of haal het apparaat niet uit elkaar. Dit kan brand, elektrische schok of letsels veroorzaken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 12 jaar. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, mogen het apparaat enkel gebruiken onder toezicht of na instructies over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- De monddouche mag enkel gebruikt worden met vloeistoffen die worden vermeld in de handleiding van de fabrikant.
- Gebruik dit product alleen waarvoor u het dient te gebruiken zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen toebehoren of opladers die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING

- Als het product gevallen is, dient u de opzetborstel te vervangen voor uw volgende gebruik, ook als er geen zichtbare schade is.
- Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of wastafel kan vallen. Pak geen apparaat dat in het water is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, steeds de stekker vasthouden in plaats van het snoer. Raak de power knop niet aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Neem eerst contact op met uw tandarts of deskundige, indien u onder behandeling bent voor een aandoening in de mond.

Omschrijving

- a Opzetspuitstukje
- b Opbergruimte voor de opzetspuitstukjes
- c Knop voor het verwijderen van het opzetspuitstukje
- d Aan/uit schakelaar
- e Waterstraalregelknop
- f Schuifschakelaar (voor het aan en uit zetten van de water toevoer)
- g Handgreep van de monddouche
- h Waterreservoir (600 ml)
- i Snoeropbergruimte

Specificaties

Voor voltage specificaties zie onderkant van de oplader.

Gebruik van Monddouche

Voordat u de monddouche voor het eerst in gebruik neemt, vult u het waterreservoir (h). Houd de handgreep voor de monddouche (g) boven de wastafel en laat het water doorlopen.

1. Bevestig een van de waterjets (a) op het handvat tot hij op zijn plaats klikt (1). Vul de watercontainer met lauwwarm water. Indien u mondwater bij het water wilt voegen, zorg er dan voor dat u de watercontainer eerst met lauwwarm water vult en vervolgens het mondwater toevoegt.
2. Zet de monddouche aan door op de aan/uit schakelaar (d) (2) te drukken. Wanneer u dit doet, dient de schakelaar (f) voor de watertoevoer in de laagste positie te staan = water stop.
3. Stel de sterkte van de waterstraal in met de waterstraalregelknop (e) (1 = zacht, 5 = hard) (3).

Het is raadzaam om met de laagste druk te beginnen (stand 1), vooral als u last heeft van gevoelig tandvlees of bij gebruik door kinderen.

4. Buig iets voorover boven de wastafel en leidt het spuitstukje langs uw tanden en tandvlees. Schuif de schakelaar omhoog om de waterstraal te starten (4). Houd de mond een beetje geopend om het water in de wastafel te laten lopen.

De monddouche biedt twee verschillende functies, die kunnen worden ingesteld met behulp van de jet-schakelaar:

Eenvoudige straal:

Jet-schakelaar in positie (6) om tanden en de interdentale ruimtes te reinigen en voor het verwijderen van voedselresten.

Meervoudige straal:

Jet-schakelaar in positie (7) voor het masseren en gezond houden van het tandvlees.

Schakel eerst de waterstroom uit door de schakelaar naar beneden te schuiven (om het onbedoeld spuiten van het water te voorkomen). De monddouche kan eenvoudig worden omgeschakeld van de ene functie naar de andere door het aan- of uitdrukken van de jet-schakelaar. Begin met de enkelvoudige straal. Leid de waterstraal langs de tanden en in het bijzonder langs de interdentale ruimtes tussen. Masseer daarna het tandvlees met de meervoudige straal.

Maximale gebruikstijd: 15 minuten

Afkoeltijd: 2 uur

Over het algemeen adviseren wij de waterjet elke drie maanden te vervangen.

Na gebruik

Ledig de watercontainer altijd volledig. Wanneer uw tandarts u heeft geadviseerd om monddouche te gebruiken in uw monddouche, laat dan wat schoon water door de monddouche spoelen voordat u de watercontainer volledig ledigt om afzetting te voorkomen. Zorg ervoor dat u de monddouche aan laat staan tot het water niet meer door de waterjet loopt om te voorkomen dat er bacteriën zich in het stilstaande water zullen ophopen.

Druk op de aan-/uitknop op de monddouche uit te schakelen.

Druk de jetontgrendelingsknop in (c) (5) om de waterjet te verwijderen. Veeg altijd het handvat en de waterjet droog; plaats het handvat terug op de basis en berg de waterjet op in het daarvoor bestemde compartiment (b).

Schoonmaken

Reinig het basisstation regelmatig met een vochtige doek. Het waterreservoir en de opbergruimte voor de opzetstukken zijn verwijderbaar en vaatwasmachinebestendig.

Wijzigingen voorbehouden.

Dit product bevat oplaadbare batterijen.

Gooi het product aan het einde van de gebruiksduur niet weg bij het huishoudelijk afval. U kunt uw product inleveren bij een Oral-B Braun Service Center of een goedgekeurd inzamelpunt in overeenstemming met lokale regelgeving.



Garantie

Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele materiaalfouten en/of fabricagefouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van onderdelen of het omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit product wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik, normale slijtage, vooral met betrekking tot de opzetborstels, evenals de defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of de werking van het apparaat vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door Braun erkende service afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw originele aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Oral-B Service Centrum.

30 Dagen Niet tevreden Geld terug garantie

Probeer Oral-B ProfessionalCare Waterjet vanaf de dag van aankoop. Als u niet tevreden bent over dit product, stuur dan de tandenborstel, opzetborstels en oplader in de originele doos met uw originele kassabon naar onderstaand adres:

NL:
Actie Oral-B NTGT
C/o HighCo DATA 08468
Postbus 71146
3000 PC Rotterdam

of kijk op www.niettevredegeldterug.nl en www.oralb.nl

Tot 1 januari 2014:
BE:
DJS
«Actie 30 dagen op proef»
Rue de la Brasserie, 2
5310 Eghezée

Vanaf januari 2014:
Oral-B «30 Days Money Back Guarantee»
c/o HighCo DATA
PB / BP 05479
1733 Asse

Of kijk op www.oralb.be

Voor verdere vragen neemt u contact op met de consumenten service.

Garantie op de opzetborstels en accessoires

De Oral-B garantie komt te vervallen wanneer het elektrisch oplaadbare handvat is beschadigd door gebruik van opzetborstels en/of accessoires die niet van Oral-B zijn.

Oral-B adviseert geen opzetborstels en/of accessoires van een ander merk dan Oral-B te gebruiken.

- Oral-B kan geen controle uitoefenen over de kwaliteit van opzetborstels en/of accessoires die niet van Oral-B zijn. Daarom kunnen we de reinigingsprestaties van opzetborstels en/of accessoires die niet van Oral-B zijn niet garanderen, zoals gecommuniceerd is bij de aanschaf van de elektrisch oplaadbare tandenborstel.
- Oral-B kan een goede pasvorm van vervangborstelkoppen en/of accessoires die niet van Oral-B zijn niet garanderen.
- Oral-B kan het lange termijneffect van opzetborstels en/of accessoires die niet van Oral-B zijn op de slijtage van het handvat niet voorspellen.

Alle Oral-B opzetborstels en/of accessoires dragen het Oral-B logo en voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Oral-B. Oral-B verkoopt geen opzetborstels en/of accessoires of onderdelen voor het handvat onder enige andere merknaam.

Ελληνικά

Το Oral-B ProfessionalCare WaterJet απομακρύνει γρήγορα αλλά απαλά τα υπολείμματα τροφών ανάμεσα από τα δόντια σας ενώ παράλληλα κάνει μασάζ και τονώνει τα ούλα σας. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σωστό βούρτσισμα δοντιών, βοηθά στη βελτίωση της υγείας των ούλων σας. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να χρησιμοποιείτε πάντα τον πίδακα νερού WaterJet μετά το βούρτσισμα δοντιών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, πριν τη πρώτη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να πέσει/βυθιστεί μέσα σε νερό ή να πέσει στο πάτωμα. Η πρίζα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμη.
- Περιοδικά, να ελέγχετε το καλώδιο για τυχόν φθορές. Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, απευθυνθείτε με τη μονάδα φόρτισης σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Oral-B. Χαλασμένη συσκευή ή συσκευή που δεν λειτουργεί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Μη μετατρέψετε ή επισκευάζετε το προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν, κάτω από επίβλεψη ή εάν τους έχει δοθεί οδηγία για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που περιλαμβάνει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές καταιονισμού στόματος, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με υγρά που ορίζονται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο

προορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή φορτιστές που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν το προϊόν πέσει κάτω, η κεφαλή βουρτσίσματος θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν από την επόμενη χρήση, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατές φθορές.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό ή τον αποθηκεύετε σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει κάτω, μέσα στη μανιέρα ή στο νιπτήρα. Μην προσπαθήσετε να την πιάσετε εάν έχει πέσει μέσα σε νερό. Βγάλτε τον από την πρίζα αμέσως.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν
- Όταν βγάξετε τη συσκευή από την πρίζα, πάντα να κρατάτε το φως αντί για το καλώδιο. Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Εάν ακολουθείτε κάποια θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα στοματικής υγιεινής, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση.

Περιγραφή

- a Ακροφύσιο καταιονισμού
- b Θήκη ακροφυσίου καταιονισμού
- c Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου καταιονισμού
- d Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος
- e Επιλογέας της πίεσης του νερού
- f Διακόπτης λαβής (εκτόξευση ή μη του νερού)
- g Λαβή της συσκευής καταιονισμού
- h Δοχείο νερού (600ml)
- i Αποθηκευτικός χώρος καλωδίου συσκευής

Προδιαγραφές

Για τις προδιαγραφές της τάσης του ρεύματος: βλέπε τη βάση της μονάδας φόρτισης.

Χρήση της συσκευής καταιονισμού

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή καταιονισμού για πρώτη φορά, γεμίστε το δοχείο νερού (h) και αφήστε το νερό να διατρήξει πλήρως κρατώντας τη λαβή της συσκευής καταιονισμού (g) πάνω από τον νιπτήρα.

1. Συνδέστε ένα από τα ακροφύσια καταιονισμού (a) στη λαβή μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως (1). Γεμίστε το δοχείο νερού με χλιαρό νερό. Εάν επιθυμείτε να, προσθέσετε στοματικό διάλυμα στο νερό, παρακαλούμε βεβαιωθείτε

- ότι βάζετε πρώτα χλιαρό νερό και στη συνέχεια προσθέτετε το στοματικό διάλυμα.
2. Ενεργοποιείτε τη συσκευή καταιονισμού πιέζοντας τον διακόπτη (d) (2). Όταν την ενεργοποιείτε, ο διακόπτης της λαβής (f) θα πρέπει να βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση = μη εκτόξευση του νερού.
 3. Επιλέξτε την πίεση του νερού με τον επιλογέα της πίεσης του νερού (e) (1 = ήπια πίεση, 5 = δυνατή πίεση) (3). Συνιστούμε να ξεκινήσετε επιλέγοντας τη θέση 1, ειδικά εάν τα ούλα σας έχουν την τάση να αιμορραγούν ή εάν χρησιμοποιούν τη συσκευή καταιονισμού παιδιά.
 4. Σκύψτε πάνω από το νιπτήρα και κατευθύνετε το ακροφύσιο καταιονισμού προς τα δόντια και τα ούλα σας. Γυρίστε τον διακόπτη της λαβής προς τα πάνω για να ξεκινήσει η ροή του νερού (4). Κρατήστε το στόμα σας ελαφρά ανοιχτό ώστε το νερό να πέφτει στον νιπτήρα.

Το ακροφύσιο καταιονισμού προσφέρει δύο διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με την θέση της κορυφής του ακροφυσίου:

Μονό ακροφύσιο:

Η κορυφή του ακροφυσίου βρίσκεται στην θέση (6) ώστε να καθαρίζει τα δόντια και τα μεσοδόντια διαστήματα και να απομακρύνει τυχόν υπολείμματα τροφών.

Πολλαπλό ακροφύσιο:

Η κορυφή του ακροφυσίου βρίσκεται στην θέση (7) ώστε να κάνει μασάζ στα ούλα και να τα διατηρεί υγιή.

Πρώτα ενεργοποιείτε την ροή νερού γυρνώντας τον διακόπτη της λαβής προς τα κάτω (για να αποφύγετε το μη θελημένο ψέκασμα νερού). Το ακροφύσιο μπορεί να αλλάζει εύκολα από την μια λειτουργία στην άλλη πιέζοντας την κορυφή του μέσα ή έξω. Ξεκινήστε με το μονό ακροφύσιο. Κατευθύνετε την ροή του νερού στα δόντια και κυρίως στα μεσοδόντια διαστήματα. Στη συνέχεια κάνετε μασάζ στα ούλα με το πολλαπλό ακροφύσιο.

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 15 λεπτά
Χρόνος ψύξεως της συσκευής: 2 ώρες

Γενικά, συνιστούμε να αντικαταστείτε το ακροφύσιο καταιονισμού κάθε 3 μήνες.

Μετά τη χρήση

Πάντα να αδειάζετε πλήρως το δοχείο νερού. Εάν ο οδοντίατρος σας έχει συστήσει τη χρήση στοματικού διαλύματος με τη συσκευή καταιονισμού, αφήστε ορισμένη ποσότητα νερού να διατρήξει τη συσκευή μετά τη χρήση, πριν

αδειάσετε το δοχείο, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση τυχόν υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή καταιονισμού παραμένει ενεργοποιημένη, μέχρι το νερό να σταματήσει να διατρήξει από το ακροφύσιο, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση βακτηρίων στο στάσιμο νερό.

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή καταιονισμού.

Για να απομακρύνετε το ακροφύσιο, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου καταιονισμού (c) (5). Σκουπίζετε πάντα τη λαβή και το ακροφύσιο καταιονισμού. Τοποθετήστε τη λαβή πίσω στη βάση της και τοποθετήστε το ακροφύσιο καταιονισμού στον ειδικό χώρο αποθήκευσης τους (b).

Συμβουλές καθαρισμού της συσκευής

Να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Το δοχείο νερού και ο χώρος αποθήκευσης των ακροφυσίων είναι αποστρώμενα και μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.

Δικαίωμα αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε να μην πετάτε το προϊόν στα σκουπίδια κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του. Η αποκομιδή μπορεί να γίνει σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun ή στα ειδικά σημεία αποκομιδής που υπάρχουν στη χώρα σας.



Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής, προερχόμενο από κακή συσκευασία ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας, είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη την συσκευή, σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun ή από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: Καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά από τη χρήση, ειδικά όσον αφορά τις κεφαλές βουρτσίσματος, επίσης βλάβες οι οποίες έχουν αμελητέα επίπτωση στην αξία ή στη λειτουργία της συσκευής. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun. Για να επιτύχετε Service μέσα στην περίοδο

της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε ολόκληρη τη συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun.

30-Μέρες Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Δοκιμάστε τη συσκευή καταιονισμού Oral-B ProfessionalCare Waterjet για 30 ημέρες ξεκινώντας από την ημέρα αγοράς της. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν, παρακαλώ επιστρέψτε τη λαβή, τα εναλλασσόμενα εξαρτήματα και τη μονάδα φόρτισης στην αρχική τους συσκευασία μαζί με το πρωτότυπο της ταμειακής σας απόδειξης στην ακόλουθη διεύθυνση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

Διεύθυνση:

Ελλάδα

Berson Σαραφίδης ΑΕ

Αγαμεμνωνος 47, 176 75

Καλλιθέα

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής, παρακαλώ επικοινωνήστε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Oral-B Braun.

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών:
800-801-3457

Εγγύηση ανταλλακτικών κεφαλών βουρτσίσματος και εξαρτημάτων

Η εγγύηση Oral-B ακυρώνεται εάν η φθορά της ηλεκτρικής επαναφορτιζόμενης λαβής έχει προκληθεί από τη χρήση ανταλλακτικών κεφαλών βουρτσίσματος ή/και εξαρτημάτων που δεν είναι Oral-B.

Η Oral-B δεν συνιστά τη χρήση ανταλλακτικών κεφαλών βουρτσίσματος ή/και εξαρτημάτων που δεν είναι Oral-B.

- Η Oral-B δεν έχει τον έλεγχο της ποιότητας ανταλλακτικών κεφαλών βουρτσίσματος ή/και εξαρτημάτων που δεν είναι Oral-B. Επομένως, δεν μπορεί να βεβαιώσει την καθαριστική απόδοση των ανταλλακτικών κεφαλών βουρτσίσματος ή / και των εξαρτημάτων που δεν είναι Oral-B, όπως έχει επικοινωνηθεί στη λαβή της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας την στιγμή της πρώτης αγοράς.
- Η Oral-B δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι οι ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος ή/και τα

εξαρτήματα, που δεν είναι Oral-B, είναι συμβατά με τη λαβή.

- Η Oral-B δεν μπορεί να προβλέψει το μακροχρόνιο αποτέλεσμα στη φθορά της λαβής από τη χρήση κεφαλών βουρτσίσματος ή/και εξαρτημάτων που δεν είναι Oral-B.

Όλες οι ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος ή/και τα εξαρτήματα Oral-B έχουν το λογότυπο Oral-B και ανταποκρίνονται στις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της Oral-B. Η Oral-B δεν πουλάει ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος ή/και εξαρτήματα ή λαβές οδοντόβουρτσας κάτω από άλλη μάρκα.